



ZORBAX 方法开发工具包

## 分析型液相色谱的工具包

### ZORBAX 方法开发工具包

安捷伦以极具吸引力的价格提供了一系列用于快速方法开发的工具包。每个工具包包含三根色谱柱。已增加了 6 种新的工具包，建议与新的安捷伦自动化方法开发液相色谱一起使用。这些工具包中有的包括各种键合相的快速分离高通量（1.8  $\mu\text{m}$ ）柱，适用于简化方法优化；有的包括有相同键合相的快速分离（3.5  $\mu\text{m}$ ）柱。这些工具包还包含一些 Eclipse Plus 系列色谱柱，对范围广泛的各种化合物可提供最佳峰形和性能。

#### ZORBAX 方法开发工具包



##### 建议与安捷伦自动化方法开发液相色谱系统一起使用

说明	部件号
快速分离高通量柱（RRHT）高灵敏度方法开发工具包，内径 2.1 mm 包括以下 2.1 x 50 mm，1.8 $\mu\text{m}$ ，600 bar 柱：Eclipse Plus C18、Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 和 Bonus-RP 各一支	5190-1431
快速分离高通量柱（RRHT）pH 方法开发工具包，内径 2.1 mm 包括以下 2.1 x 50 mm，1.8 $\mu\text{m}$ ，600 bar 柱：Eclipse Plus C18、SB-C18 和 Extend-C18 各一支	5190-1432
快速分离高通量柱（RRHT）高灵敏度方法开发工具包，内径 4.6 mm 包括以下 4.6 x 50 mm，1.8 $\mu\text{m}$ ，600 bar 柱：Eclipse Plus C18，Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 和 Bonus-RP 各一支	5190-1433
快速分离高通量柱（RRHT）pH 方法开发工具包，内径 4.6 mm 包括以下 4.6 x 50 mm，1.8 $\mu\text{m}$ ，600 bar 柱：Eclipse Plus C18，SB-C18 和 Extend-C18 各一支	5190-1434
快速分离选择性方法开发工具包，内径 4.6 mm 包括以下 4.6 x 100 mm，3.5 $\mu\text{m}$ 柱：Eclipse Plus C18、Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 和 Bonus-RP 各一支	5190-1435
快速分离 pH 方法开发工具包，内径 4.6 mm 包括以下 4.6 x 100 mm，3.5 $\mu\text{m}$ 柱：Eclipse Plus C18、SB-C18 和 Extend-C18 各一支	5190-1436

**ZORBAX 方法开发工具包**

说明	部件号
StableBond 方法开发工具包 包括 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m 色谱柱；SB-C18、SB-CN 和 SB-Phenyl 固定相各一支	5183-4624
StableBond 快速方法开发工具包 包括 4.6 x 75 mm 的 3.5 $\mu$ m 色谱柱；SB-C18、SB-CN 和 SB-Phenyl 固定相各一支	5183-4625
Eclipse XDB 方法开发工具包 包括 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m 色谱柱；XDB-C18、XDB-C8 和 XDB-Phenyl 固定相各一支	5183-4626
快速 Eclipse XDB 方法开发工具包 包括 4.6 x 75 mm 的 3.5 $\mu$ m 色谱柱；XDB-C18、XDB-C8 和 XDB-Phenyl 固定相各一支	5183-4627
pH 方法开发工具包 包括 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m 色谱柱；SB-C18、XDB-C18 和 Extend-C18 固定相各一支	5185-5807
快速 pH 方法开发工具包 包括 4.6 x 75 mm 的 3.5 $\mu$ m 色谱柱；SB-C18、XDB-C18 和 Extend-C18 固定相各一支	5185-5808
水相方法开发工具包 包括 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m 色谱柱；SB-Aq、Bonus RP 和 SB-C18 固定相各一支	5185-5809
快速水相方法开发工具包 包括 4.6 x 75 mm 的 3.5 $\mu$ m 色谱柱；SB-Aq、Bonus RP 和 SB-C18 固定相各一支	5185-5810

**ZORBAX 卡套柱启始工具包**

标志	说明	部件号
	ZORBAX C18 工具包 包括一个 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m Eclipse XDB-C18 色谱柱；一支 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m StableBond C18 色谱柱；卡套柱卡套；装配工具；可更换的滤芯（2/包）；以及开口扳手	5183-2021
	ZORBAX C8 工具包 包括一个 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m Eclipse XDB-C8 色谱柱；一支 4.6 x 150 mm 的 5 $\mu$ m StableBond C8 色谱柱；卡套柱卡套；装配工具；可更换的滤芯（2/包）；以及开口扳手	5183-2022

## ZORBAX 方法认证工具包

ZORBAX 方法认证工具包，是提供给需要相同类型液相柱（键合相、粒度、配置）但生产批号不同的用户。请按下列步骤与安捷伦科技公司联系，可以得到不同批号的色谱柱。

- 使用部件号 899999-888 索取方法认证工具包（不同批次的色谱柱）
- 指出您现在所用色谱柱的部件号
- 指出您现在所用色谱柱的批号
- 指出您还需要其他批号色谱柱的数目（例如：您现有一根色谱柱，还需要另两个批号的柱）
- 请通过传真 **800-810-1106** 或电子邮件 **csd\_china@agilent.com** 进行索取，您将在 1-2 个工作日内收到来自用户服务代理的报价单。或拨打安捷伦化学分析消耗品服务热线：**800-820-3278 转 4**

## 订购定制的液相色谱柱

可通过下列步骤方便地订购未列出的色谱柱：

- 使用部件号 899999-999 索取一张特殊产品报价单（SPQ）
- 说明柱尺寸（例如：4.6 x 50 mm）；键合相类型（例如：StableBond C3）；粒径（例如：5 μm）和孔径（例如：80Å）
- 请通过传真 **800-810-1106** 或电子邮件 **csd\_china@agilent.com** 进行索取，您将在 1-2 个工作日内收到来自用户服务代理的报价单。或拨打安捷伦化学分析消耗品服务热线：**800-820-3278 转 4**

定制色谱柱的价格比批量生产的色谱柱稍高一些。