

蛋白质洗脱模式


色谱柱: Poroshell 300SB-C8
660750-906
2.1 × 75 mm, 5 μm

流动相: A: 0.1% TFA 水溶液
B: 0.1% TFA 的 ACN 溶液

流速: 1.0 μL/min

梯度: 3 min 内 B 由 20% 升至 70%

检测器: UV, 214 nm



Poroshell 300

说明	规格 (mm)	粒径 (μm)	Poroshell 300SB-C18	Poroshell 300SB-C8	Poroshell 300SB-C3	Poroshell 300Extend-C18
窄径	2.1 × 75	5	660750-902	660750-906	660750-909	670750-902
微径柱	1.0 × 75	5	661750-902	661750-906	661750-909	671750-902
毛细管	0.5 × 75	5		5065-4468		
保护柱柱芯, 4/包	2.1 × 12.5	5	821075-920	821075-918	821075-924	
保护柱硬件工具包			820999-901	820999-901	820999-901	
微径保护柱, 3/包	1.0 × 17	5	5185-5968	5185-5968	5185-5968	5185-5968