



Load & Lock 色谱柱

Load & Lock 制备柱装柱系统

安捷伦提供品种齐全的轴向压缩柱与装柱机系统用于实验室和量产制备液相色谱。其设计让您可以轻松而快速地填充自己的制备型高效柱。这一解决方案适用于药物、多肽和天然产物从研发（毫克级）到制备（几公斤）各种应用规模的需要。我们的 Load & Lock 色谱柱具有独特的流体/样品分布系统，实现最高的生产率。它是唯一能提供动态轴向压缩（DAC）和静态“锁定”轴向压缩（SAC）的系统，旨在通过简单的操作提供更大的便利。

实验室 Load & Lock 柱

- 流动填充工作站支持三种不同柱规格
- 用压缩空气驱动，不需要电源
- 几分钟内快速而轻松地填充并取出

安捷伦实验室规模的 Load & Lock 柱提高了流量分布，具有良好的填充柱床稳定性，可以以最大速度、最高灵活性和操作简便性提供最高质量的纯化。支持三种不同规格的色谱柱：内径 1 英寸、2 英寸和 3 英寸。该工作站用压缩空气驱动，是危险环境下最好的解决方案。用可快速松开的单螺栓夹，可在几分钟内实现快速而简便的装卸。

Load & Lock 制备柱装柱系统

说明	水套	规格 (mm)	部件号
Load & Lock 4001 柱	无	25.0 x 500	PCG93LL500X25
	有	25.0 x 500	PCG93LL500X25WJ
	备件工具包		PCG931AAKIT
Load & Lock 4002 柱	无	50.0 x 500	PCG93LL500X50
	有	50.0 x 500	PCG93LL500X50WJ
	备件工具包		PCG932AAKIT
Load & Lock 4003 柱	无	75.0 x 500	PCG93LL500X75
	有	75.0 x 500	PCG93LL500X75WJ
	备件工具包		PCG933AAKIT
流动填充工作站 (空气驱动)			PCG93LLSTAND123